

**GENIN**  
Techmed Tm

**KOCH**  
*evolution*



FGM13-V11  
**BANC DE KOCH ÉVOLUTION**  
KOCH BENCH EVOLUTION

# Un banc polyvalent : outil essentiel pour les centres de rééducation

- Un seul banc, de multiples applications
- Travail en concentriques et excentriques
- Une surveillance facilitée
- Une traçabilité du travail
- L'équipement de base d'un centre de rééducation



## SPECIALISTE DE LA READAPTATION CARDIOLOGIQUE

Développé en collaboration avec le Docteur Michel KOCH, cardiologue, échocardiographe attaché au CHU de Bordeaux, les équipements Koch Evolution sont le résultat de plus de 25 ans d'observations et d'études dans le secteur de la réadaptation cardiaque.

### *SPECIALIZED IN CARDIAC REHABILITATION*


Koch Evolution equipment has been designed in close cooperation with Dr Michel KOCH, a cardiologist and echocardiographer at the Bordeaux University Teaching Hospital. It is the result of 25 years of practice and studies in cardiac rehabilitation.




**Tablette latérale**  
*Outboard table*



**Dossier réglable**  
*Adjustable backrest*



**Exercices de tirage**  
*Pulley exercises*



**Accoudoirs pivotants & réglables en hauteur**  
*Height adjustable & pivoting armrests*



**Exercice quadriceps**  
*Quadriceps exercise*



**Dynamomètre électronique**  
*Electronic dynamometer*

| CARACTÉRISTIQUES                               | DESCRIPTION  |
|--|--|
| Dimensions / Sizes                             | 1130 x L160 x H200 cm  |
| Assise / seat                                  | Adaptative et modulable / Adaptive and modular                                 |
| Structure / Frame                              | Gris / Grey  |
| Sellerie / upholstery                          | Gamme Kara / Kara range  |
| Mousse / Foam                                  | Mousse 4 cm dure / 4 cm hard foam  |
| Poids max utilisateur /<br>Maximum user weight | 250 kg   |
| Charge / Load                                  | De 500 g à 29 kg par palier de 500 g / From 500 g to 29 kg in 500 g increments |

### Caractéristiques & Options / *Standard & Optional features :*

- Accoudoirs mobiles dans toutes les directions pouvant s'abaisser de 5° sagittalement pour augmenter l'amplitude du travail de l'avant-bras  
*Armrests can be adjusted in all directions with a -5° to improve forearm range of motion*
- 6 lignes de tirage sur une seule colonne de poids  
*6 cable rows on a single weight stack column*
- Dynamomètre électrique permettant de définir la résistance maximale pour chaque exercice  
*Electronic dynamometer to calibrate the maximum resistance for each reference posture in order to increase the programme loads*