


70 **ESPACE** **FGT3170A**
Série Gamme Référence

**TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE
PROCLIVE & DÉCLIVE
AVEC ACCOUDOIRS**



FABRIQUÉ EN FRANCE

MESURES / INFOS

••• 202 x 60 cm ⓘ 150 kg ⚙ 6000 N 🛠 BULTEX dynamique 53kg/m3

CARACTÉRISTIQUES



Ref	Designation	Stand	Opt
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle		●
G026E	Largeur plateau 60 cm	●	
G011A	Coloris structure Noir		●
G025D	Mousse bi-densité: dure 4 cm + dynamique 4 cm - bords cousus		●
G025	Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm		●

. Liste complète des options page 27

> **Option type: accessoires & options**

Ref	Designation	1	2	3	4
G001	Barres périphériques	STD	STD	STD	STD
G002	Roulettes escamotables	STD	STD	STD	STD
G006C	Trou visage	STD	STD	STD	STD
G016	Passage lève malade garde au sol 15 cm	OPT	OPT		
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire	OPT	OPT	OPT	OPT
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle	OPT	OPT	OPT	OPT
G021	Pédale électrique supplémentaire	OPT	OPT	OPT	OPT
G015	Dérouleuse papier	OPT	OPT	OPT	OPT
G026I	Protection plastique pieds	OPT	OPT	OPT	OPT
G043	Option bariatrique: poids max 200 kg	OPT	OPT		
G003	Accoudoirs plongeants		STD		STD
G003A	Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants		OPT		OPT
G004	Repose-bras	OPT	OPT	OPT	OPT
G005	Repose-pieds				
G008	Tête électrique - commande par pédale	OPT	OPT	OPT	OPT
G023	Système de fixation papier pour tête				
G040	Manette centrale pour écartement tête en deux parties				
G042	Dossier électrique procline avec commande manuelle				
G049	Modification tête pleine				

> **Option type: plateaux**

Ref	Designation	1	2	3	4
G026	Plateau largeur 70 cm	OPT	OPT	OPT	OPT
G026A	Plateau largeur 50 cm	OPT	OPT	OPT	OPT
G026B	Plateau largeur 80 cm	OPT	OPT	OPT	OPT
G026C	Plateau rectangulaire type ESPACE	STD	STD		
G026D	Plateau ovalisé type SANTEO	OPT	OPT	STD	STD
G026E	Plateau largeur 60 cm	STD	STD	STD	STD
G026F	Modification longueur plateau (max +10 cm)	OPT	OPT	OPT	OPT
G026G	Plateau trapézoïdal	OPT	OPT	OPT	OPT

> **Option type: coloris & sellerie**

Ref	Designation	1	2	3	4
G011D	Coloris structure Blanc	STD	STD	STD	STD
G011	Coloris structure Gris	STD	STD	STD	STD
G011A	Coloris structure Noir	OPT	OPT	STD	STD
STD	Sellerie Noir				
G012	Sellerie KARA	STD	STD	STD	STD
G044	Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort)	OPT	OPT	OPT	OPT

> **Option type: mousse & densité**

Ref	Designation	1	2	3	4
G025	Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm - 34kg/m3	OPT	OPT	OPT	OPT
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm - 120kg/m3	OPT	OPT	OPT	OPT
G025B	Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm - 53kg/m3	STD	STD	STD	STD
G025C	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm - 34kg/m3	OPT	OPT	OPT	OPT
G025D	Mousse bi-densité: dure 4 cm + dynamique 4 cm - bords tendus	OPT	OPT	OPT	OPT
G025I	Mousse bi-densité: dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus	OPT	OPT	OPT	OPT

OPTIONS SÉRIE 70

Modèle **FGT3170**

Attribution **1**



Modèle **FGT3170A**

Attribution **2**



Modèle **FGS3270**

Attribution **3**



Modèle **FGS3270A**

Attribution **4**

