


**TABLE 3 PLANS
ACCOUDOIRS PLONGEANTS
& CYPHOSE ÉLECTRIQUE**



FABRIQUÉ EN FRANCE

MESURES / INFOS

- 200 x 60 cm
- 150 kg
- 8000 N
- BULTEX dynamique 53kg/cm³

CARACTÉRISTIQUES

- | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | |
| STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | OPTION |
| Roulettes de déplacement | Barres périphériques | Accoudoirs pivotants | Trou visage | Couleur sellerie & structure |

Ref	Designation	Stand	Opt
G008	Tête électrique - commande par pédale		●
G026B	Largeur plateau 80 cm		●
G011A	Coloris structure Noir	●	
G011	Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm	●	
G025A	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm		●

LISTE D'OPTIONS

> *Option type: accessoires & options*

Ref	Designation	
G001	Barres périphériques	STD
G002	Roulettes escamotables	STD
G006C	Trou visage	STD
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire	OPT
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle	OPT
G021	Pédale électrique supplémentaire	OPT
G015	Dérouleur papier	OPT
G026I	Protection plastique pieds	OPT
G003	Accoudoirs plongeants	STD
G003A	Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants	OPT
G008	Tête électrique - commande par pédale	OPT

> *Option type: plateaux*

Ref	Designation	
G026	Plateau largeur 70 cm	OPT
G026A	Plateau largeur 50 cm	OPT
G026B	Plateau largeur 80 cm	OPT
G026D	Plateau ovalisé type SANTEO	STD
G026E	Plateau largeur 60 cm	STD

> *Option type: coloris & sellerie*

Ref	Designation	
G011D	Coloris structure Blanc	STD
G011	Coloris structure Gris	STD
G011A	Coloris structure Noir	OPT
G012	Sellerie KARA	STD

> *Option type: mousse & densité*

Ref	Designation	
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm	OPT
G025B	Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm	STD
G025C	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm	OPT