


73 **ESPACE** **FGT3173**
Série Gamme Référence

**TABLE 3 PLANS PLATEAU
JAMBIER PLEIN
PROCLIVE & DÉCLIVE**



FABRIQUÉ
EN FRANCE 

MESURES / INFOS

••• 200 x 60 cm ⓘ 150 kg ⚡ 8000 N 🏭 BULTEX dynamique 53kg/cm³

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Barres périphériques



OPTION
Trou visage



OPTION
Dériveur papier



OPTION
Structure noire

Ref	Designation	Stand	Opt
G042	Dossier électrique proclive avec commande manuelle	●	
G026	Largeur plateau 70 cm		●
G026C	Plateau rectangulaire type ESPACE	●	
G011D	Coloris structure blanc	●	
G025C	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm		●

LISTE D'OPTIONS

> *Option type: accessoires & options*

Ref	Designation	
G001	Barres périphériques	STD
G002	Roulettes escamotables	STD
G006C	Trou visage	OPT
G016	Passage lève malade garde au sol 15 cm	OPT
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire	OPT
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle	OPT
G021	Pédale électrique supplémentaire	OPT
G015	Dérouleur papier	OPT
G026I	Protection plastique pieds	OPT
G004	Repose-bras	OPT
G042	Dossier électrique proclive avec commande manuelle	OPT

> *Option type: plateaux*

Ref	Designation	
G026	Plateau largeur 70 cm	OPT
G026A	Plateau largeur 50 cm	OPT
G026B	Plateau largeur 80 cm	OPT
G026C	Plateau rectangulaire type ESPACE	STD
G026E	Plateau largeur 60 cm	STD

> *Option type: coloris & sellerie*

Ref	Designation	
G011D	Coloris structure Blanc	OPT
G011	Coloris structure Gris	STD
G011A	Coloris structure Noir	OPT
G012	Sellerie KARA	STD

> *Option type: mousse & densité*

Ref	Designation	
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm	OPT
G025B	Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm	STD
G025C	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm	OPT