


**TABLE 3 PLANS PLATEAU
JAMBIER PROCLIVE &
TÊTIÈRE PRO / DÉCLIVE**



FABRIQUÉ
EN FRANCE

MESURES / INFOS

201 x 60 cm 150 kg 8000 N BULTEX dynamique 53kg/cm³

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Barres périphériques



STANDARD
Trou visage



OPTION
Dérouleur papier



OPTION
Couleur sellerie & structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G003	Accoudoirs plongeants		●
G008	Tête électrique - commande par pédale		●
G026	Largeur plateau 70 cm		●
G012	Sellerie KARA	●	
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm		●

LISTE D'OPTIONS

> Option type: accessoires & options

Ref	Designation	
G001	Barres périphériques	STD
G002	Roulettes escamotables	STD
G006C	Trou visage	STD
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire	OPT
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle	OPT
G021	Pédale électrique supplémentaire	OPT
G015	Dérouleur papier	OPT
G026I	Protection plastique pieds	OPT
G003	Accoudoirs plongeants	OPT
G004	Repose-bras	OPT
G008	Tête électrique - commande par pédale	OPT

> Option type: plateaux

Ref	Designation	
G026	Plateau largeur 70 cm	OPT
G026A	Plateau largeur 50 cm	OPT
G026B	Plateau largeur 80 cm	OPT
G026C	Plateau rectangulaire type ESPACE	STD
G026E	Plateau largeur 60 cm	STD

> Option type: coloris & sellerie

Ref	Designation	
G011D	Coloris structure Blanc	STD
G011	Coloris structure Gris	STD
G011A	Coloris structure Noir	OPT
STD	Sellerie Noir	STD
G012	Sellerie KARA	STD

> Option type: mousse & densité

Ref	Designation	
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm	OPT
G025B	Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm	STD
G025C	Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm	OPT