

SERIE

94

GAMME / RANGE

ESPACE




RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3194

TABLE 4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE - ESPACE
4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE & MOTORIZED MID SECTION - ESPACE



Caractéristiques standards Standard features	
Structure / Frame	Gris / Grey
Sellerie / Upholstery	Gamme KARA / KARA Range
Mousse / Foam	4 cm Dynamique / Dynamic



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques
Peripheral bars

STANDARD



Tête demi-lune
Half moon cradle

STANDARD



Accoudoirs plongeants
Declining armrests

STANDARD



Couleur sellerie & structure
Frame & upholstery colour

Ref	Désignation / Name	Standard	Option
G001	Barres périphériques / Peripheral bars	●	
G002	Roulettes escamotables / Retractable castors	●	
G006C	Trou visage / Breathing aperture	●	
G003	Accoudoirs plongeants / Declining armrests	●	
G008	Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch	●	

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78