

SERIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

92



SANTEO

FGS3292

TABLE 3 PLANS TÊTIÈRE DEMI-LUNE AVEC PLATEAU FIXE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE - SANTEO




Caractéristiques standards Standard features	
Structure / Frame	Au choix / 3 colours
Sellerie / Upholstery	Gamme KARA / KARA Range
Mousse / Foam	4 cm Dynamique / Dynamic




- 219 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N


Caractéristiques & Options / Standard & Optional features



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête demi-lune  
Half moon cradle



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

Ref	Désignation / Name	Standard	Option
G001	Barres périphériques / Peripheral bars	●	
G002	Roulettes escamotables / Retractable castors	●	
G006C	Trou visage / Breathing aperture	●	
G003	Accoudoirs plongeants / Declining armrests	●	
G008	Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch	●	

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78