


96 **ESPACE** **FGT3196**
Série Gamme Référence

**TABLE 2 PLANS AVEC
REPOSE-BRAS & TÊTIÈRE
ÉCARTABLE**



« » Existe en largeur plateau 70cm

FABRIQUÉ
EN FRANCE

MESURES / INFOS

... 194 x 97 cm 150 kg 8000 N BULTEX dynamique 53kg/cm3

CARACTÉRISTIQUES




STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Barres périphériques



STANDARD
Tête écartable



STANDARD
Repose-bras repliables



OPTION
Option bariatrique : max 200 kg

Ref	Designation	Stand	Opt
G005	Repose-pieds		●
G040	Manette centrale pour écartement tête en deux parties	●	
G026F	Modification longueur plateau (max +10 cm)		●
G011A	Coloris structure Noir		●
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm		●

. Liste complète des options page 67