


44 **LAGON** **FGT4447**
Série Gamme Référence

**TABLE BOBATH / KABATH
ÉLECTRIQUE AVEC
DOSSIER**

FABRIQUÉ
EN FRANCE



MESURES / INFOS

... 205 x 200 cm 150 kg 10 000 N BULTEX dynamique 120kg/m3

CARACTÉRISTIQUES



OPTION
Roulettes de déplacement



STANDARD
Pieds réglables



STANDARD
Mousse dure BULTEX
dynamique 34kg/m3



STANDARD
Dossier procline



OPTION
Couleur sellerie et structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G002	Dossier électrique procline avec commande manuelle		●
G016	Passage lève malade garde au sol 15 cm	●	
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire		●
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle		●
G021	Pédale électrique supplémentaire		●

. Liste complète des options page 27