


44 **LAGON** **FGT4444**
Série Gamme Référence

**TABLE BOBATH / KABATH
ÉLECTRIQUE**

FABRIQUÉ
EN FRANCE



MESURES / INFOS

200 x 127 cm 150 kg 10 000 N BULTEX dynamique 120kg/m3

CARACTÉRISTIQUES



OPTION
Roulettes de déplacement



STANDARD
Pieds réglables



STANDARD
Mousse dure BULTEX
dynamique 34kg/m3



OPTION
Couleur sellerie et structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G002	Roulettes escamotables		●
G016	Passage lève malade garde au sol 15 cm	●	
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire		●
G022A	Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle		●
G021	Pédale électrique supplémentaire		●

. Liste complète des options page 27