


96	ESPACE	FGT3196-A
Série	Gamme	Référence

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS & TÊTIÈRE PLEINE




« » Existe en largeur plateau 70cm

FABRIQUÉ
EN FRANCE


MESURES / INFOS

...	194 x 97 cm	150 kg	8000 N	BULTEX dynamique 53kg/cm3
-----	-------------	--------	--------	---------------------------

CARACTÉRISTIQUES




STANDARD
Roulettes de déplacement




STANDARD
Barres périphériques



STANDARD
Trou visage



STANDARD
Repose-bras repliables



OPTION
Option bariatrique : max 200 kg

Ref	Designation	Stand	Opt
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire		●
G026G	Plateau trapézoïdal		●
G026C	Plateau rectangulaire type ESPACE	●	
G011A	Coloris structure Noir		●
G025I	Mousse bi-densité - dure 4cm + dynamique 2cm - bords cousus		●

. Liste complète des options page xx