


60 **ATOLL** **FGT3164**
Série Gamme Référence

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC DÉCLIVE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

MESURES / INFOS

... 177 x 87 cm 150 kg 6000 N Dure 80kg/cm3

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Tête écartable



STANDARD
Repose-bras repliables



STANDARD
Déclive



STANDARD
Couleur sellerie & structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G026I	Protection plastique pieds		●
G008	Tête électrique - commande par pédale		●
G026A	Largeur plateau 50 cm	●	
STD	Sellerie Noire	●	
G025A	Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm	●	

. Liste complète des options page 73