




60	ATOLL	FGT3165
Série	Gamme	Référence

TABLE OSTÉOPATHIE SANS DÉCLIVE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

MESURES / INFOS

177 x 87 cm	150 kg	6000 N	Dure 80kg/cm3
-------------	--------	--------	---------------

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Tête écartable



STANDARD
Repose-bras repliables



STANDARD
Repose-pieds



STANDARD
Couleur sellerie & structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G021	Pédale électrique supplémentaire		●
G026A	Largeur plateau 50 cm	●	
G026G	Plateau trapézoïdal	●	
G011D	Coloris sbructure blanc	●	
G025I	Mousse bi-densité : dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus		●

. Liste complète des options page 73