


60	ATOLL	FGT3166
Série	Gamme	Référence

TABLE OSTÉOPATHIE
PLATEAU THORACIQUE
MOBILE




FABRIQUÉ
EN FRANCE

MESURES / INFOS

177 x 87 cm	150 kg	6000 N	Dure 80kg/cm3
-------------	--------	--------	---------------

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Roulettes de déplacement



STANDARD
Tête à écartable



STANDARD
Repose-bras repliables



STANDARD
Cyphose



STANDARD
Couleur sellerie & structure

Ref	Designation	Stand	Opt
G001	Barres périphériques		
G020	Commande manuelle filaire supplémentaire		
G026F	Modification longueur plateau (max +10 cm)		
G013	Sellerie cuir		
G025G	Mousse double épaisseur		

. Liste complète des options page 73