


TAPIS DE MARCHÉ 200 **CARDIO **CAR210-230-260-270****

Nom Série Gamme Référence

**FABRIQUÉ
EN FRANCE** 



CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Plancher souple



OPTION
Barres réglables



OPTION
Arceau de sécurité

OPTIONS

MESURES / INFOS

Designations	CAR210	CAR230	CAR260	CAR270
Roulettes de déplacement	STD	STD	STD	STD
Système d'arrêt d'urgence	STD	STD	STD	STD
Vitesse (km/h)	0,3 - 18	0,5 - 22	0,5 - 22	0,5 - 26
Surface de course (L. x l. cm)	53 x 150	53 x 172	53 x 172	53 x 172
Puissance moteur (kW)	1,5	2,2	2,2	2,2
Encombrement (L. x l. x H. cm)	215x94x160	237x94x160	237x94x160	237x94x160
Inclinaison (%)		0 / +20%	0 / +20%	0 / +20%
Affichage «Graphic» : LCD	STD	STD	STD	STD
Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal), rythme cardiaque (bpm)	STD	STD	STD	STD
Affichage : inclinaison (%) / Display : slope (%)		STD	STD	STD
Affichage du profil des programmes (30 programmes libres)			STD	STD
RS232	OPT	OPT	STD	STD

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 16 A
Niveau sonore	40 à 70 dB
Poids	300 kg à 380 kg
Poids utilisateur max	220 kg
Langues	5