


TAPIS DE MARCHÉ AVEC HARNAIS	200	CARDIO	NEU235-265
Nom	Série	Gamme	Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE




CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Rampe d'accès



STANDARD
Barres réglables en hauteur



NEU260
Barres réglables en largeur

OPTIONS

Designations	NEU235	NEU265
Surface de course (L. x l. cm)	166 x 50	166 x 70
Encombrement (L. x l. x H. cm)	250x130x255	250x150x255
Largeur passage fauteuil roulant (cm)	65	85
Inclinaison (%)	-3 / +17%	-3 / +17%
Barres latérales réglables en hauteur	STD	STD
Barres latérales réglables en largeur		STD
Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec), inclinaison (%), calories consommées (kcal)	STD	STD

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 20A Consommation 16 A
Niveau sonore	40 à 70 dB
Puissance moteur	2,2 kW
Vitesse	0,1 à 10 km/h
Poids utilisateur max	220 kg
Système d'arrêt d'urgence	Oui
Roulettes de déplacement	Oui
Langues	5

Programmation & électronique

- Deux systèmes de levage auto-freïnés facile à manoeuvrer pour le patient de son fauteuil
- Mesure de l'allègement unilatéral de l'appui par dynamomètre, gradués en kg, avec une valeur maximum d'indication de 100kg
- Harnais de suspension avec boucles de réglage (différentes tailles disponibles) & fixations latérales au-dessus de chaque épaule
- Cordages associés permettant le maintien d'un patient de 55 à 150 kg et de 1,30m à 2m
- Deux pupitres de commande supplémentaires accessibles latéralement