

**TAPIS DE MARCHÉ 200 PHYSIO PHY210-220-230-270**

Nom Série Gamme Référence

FABRIQUÉ  
EN FRANCE 



**CARACTÉRISTIQUES**



**STANDARD**  
Plancher souple



**220-230-270**  
Barres réglables



**OPTION**  
Arceau de sécurité

**OPTIONS**

Designations	PHY210	PHY220	PHY230	PHY270
Barre frontale	STD	STD	STD	STD
Porte-document	STD	STD	STD	STD
Roulettes de déplacement	STD	STD	STD	STD
Système d'arrêt d'urgence	STD	STD	STD	STD
Inclinaison (%)			-3/+18%	-3/+18%
Barres latérales réglables en hauteurs		STD	STD	STD
Basse vitesse de 0,1 à 10km/h	STD	STD	STD	
Affichage «Basic» : LCD	STD	STD	STD	
Affichage «Classic» : LCD & LEDs				STD
Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec)	STD	STD	STD	STD
Affichage : inclinaison (%)			STD	STD
Affichage : calories consommées (kcal), rythme cardiaque (bpm)				STD
Affichage du profil des programmes (30 programmes libres & 12 pré-définis)				STD

**MESURES / INFOS**

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 16 A
Niveau sonore	40 à 70 dB
Puissance moteur	1,5 kW
Vitesse	0,1 à 10 km/h
Surface de course	53 x 150 cm
Encombrement	215 x 100 x 160 cm
Poids	260 kg à 370 kg
Poids utilisateur max	220 kg
Langues	5