

ERGOCYCLE À BRAS 700 CARDIO CAR710-720-750-760

Nom Série Gamme Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Ref. CAR720



Ref. CAR760

CARACTÉRISTIQUES



CAR720-CAR760
Bras de manivelle réglable



STANDARD
Pupitre inclinable



OPTION
Siège réglable en hauteur

OPTIONS

Designations	CAR710	CAR720	CAR750	CAR760
Encombrement (l. x L. x H. cm)	62 x 50 x 63		91 x 89 x 144	
Poids (kg)	20		55	
Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50tr/mn)	STD	STD	STD	STD
Affichage «Graphic» : LCD	STD	STD	STD	STD
Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (km/h & tr/min), distance (km), temps (min:sec), couple développé (Nm)	STD	STD	STD	STD
Affichage : calories consommées (kcal)	STD	STD	STD	STD
Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis	STD	STD	STD	STD
Capteur de pulsations compatible «Polar»	STD	STD	STD	STD
Facilement déplaçable sur tout support	STD	STD		
Support autorisant l'accès en fauteuil roulant			STD	STD
Réglage en hauteur assisté			STD	STD
Bras de manivelle réglable en longueur		STD		STD

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Poids utilisateur max	250 kg
Langues	5