

ERGOCYCLE	400	CARDIO	CAR410-430-460-470
Nom	Série	Gamme	Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE



CARACTÉRISTIQUES




STANDARD

Selle réglable en hauteur



STANDARD

Enjambement facilité



STANDARD

Roulettes de déplacement

OPTIONS

Designations	CAR410	CAR430	CAR460	CAR470
Châssis suspendu				STD
Guidon ergonomique réglable en rotation		STD	STD	STD
Guidon ergonomique réglable en hauteur			STD	STD
Réglage de selle horizontal & vertical		STD	STD	STD
Assistance au réglage de la selle		STD	STD	STD
Bras de pédales réglables	OPT	OPT	OPT	OPT
Poids utilisateur maximum 200 kg	OPT	OPT	OPT	
Connexion logiciel «RS 232	OPT	OPT	OPT	OPT
Capteur de pulsations compatible «Polar»	STD	STD	STD	STD
Affichage «Graphic» : LCD	STD	STD	STD	STD
Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)	STD	STD	STD	STD
Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis	STD	STD	STD	STD

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Châssis	Mécano-soudé
Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)	5-800 W
Encombrement	135 x 74 x 135 cm
Poids	65 kg
Poids utilisateur max	130 kg
Langues	5