

<b>ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ</b>	<b>600</b>	<b>PHYSIO</b>	<b>PHY660</b>
Nom	Série	Gamme	Référence

FABRIQUÉ  
EN FRANCE 



## CARACTÉRISTIQUES



### STANDARD

Siège à mémoire de forme



### STANDARD

Bras de pédale réglable



### OPTION

Dossier réglable en inclinaison

## Caractéristiques standard

- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension
- Poignées ergonomiques
- Roulettes de déplacement
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement
- Bras de pédale réglables en longueur

## Programmation & électronique

- 5 programmes personnalisables
- 1 programme à puissance constante & 12 pré-établis
- Capteur de pulsation compatible «Polar»
- Ecran LCD & LED
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)

## MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Châssis	Mécano-soudé / Machine-welded
Encombrement	189 x 75 x 135 cm
Poids	85 kg
Poids utilisateur max	250 kg
Langues	5