

ERGOCYCLE	400	JUNIOR	JUN430-470
Nom	Série	Gamme	Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE 



CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Guidon ergonomique



STANDARD
Enjambement facilité



STANDARD
Selle réglable en hauteur

OPTIONS

Designations	JUN430	JUN470
Guidon ergonomique réglable en rotation	STD	STD
Réglage de selle en hauteur	STD	STD
Réglage de selle horizontal	OPT	OPT
Assistance au réglage de la selle	STD	STD
Bras de pédales réglables	OPT	OPT
Capteur de pulsations compatible «Polar»		STD
Affichage «Basic» : LCD /	STD	
Affichage «Classic» : LCD & LEDs /		STD
Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec)	STD	STD
Affichage : rythme cardiaque (bpm), calories consommées (kcal)		STD
Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance, 12 pré-établis		STD

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Châssis	Mécano-soudé
Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)	5 - 550 W
Encombrement	110 x 65 x 103 cm
Poids	40 kg
Poids utilisateur max	130 kg
Langues	5