

ERGOCYCLE À BRAS 700 PHYSIO PHY720-730-760

Nom Série Gamme Référence

**FABRIQUÉ
EN FRANCE** 



Ref. PHY720



Ref. PHY730



Ref. PHY760

CARACTÉRISTIQUES



STANDARD
Bras de manivelle réglable



STANDARD
Pupitre inclinable



OPTION
Siège réglable en hauteur

OPTIONS

Designations	PHY720	PHY730	PHY760
Encombrement (l. x L. x H. cm)	62x50x63	120x89x175	91x89x144
Poids (kg)	20kg	70kg	55kg
Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50tr/mn)	STD	STD	STD
Affichage «Basic» : LCD	STD		
Affichage «Classic» : LCD & LEDs		STD	STD
Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (km/h & tr/min), distance (km), temps (min:sec), couple développé (Nm)	STD	STD	STD
Affichage : calories consommées (kcal)		STD	STD
Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance constante, 12 pré-établis		STD	STD
Capteur de pulsations compatible «Polar»		STD	STD
Facilement déplaçable sur tout support	STD		
Support autorisant l'accès aux lits d'hopitaux		STD	
Support autorisant l'accès en fauteuil roulant			STD
Réglage en hauteur assisté		STD	STD

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Châssis	Mécano-soudé
Langues	5