

ERGOCYCLE 400 PHYSIO PHY410-430-460-470

Nom Série Gamme Référence

FABRIQUÉ
EN FRANCE 



CARACTÉRISTIQUES



STANDARD

Selle réglable en hauteur



STANDARD

Enjambement facilité



STANDARD

Roulettes de déplacements

OPTIONS

Designations	PHY410	PHY430	PHY460	PHY470
Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)	5-550W	5-550W	5-550W	5-800W
Châssis suspendu				STD
Guidon ergonomique réglable en rotation		STD	STD	STD
Guidon ergonomique réglable en hauteur			STD	STD
Réglage de selle horizontal		STD	STD	STD
Assistance au réglage de la selle			STD	STD
Bras de pédales réglables			STD	STD
Capteur de pulsations compatible «Polar»			STD	STD
Affichage «Basic» : LCD	STD			
Affichage «Classic» : LCD & LEDs		STD	STD	STD
Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec)	STD	STD	STD	STD
Affichage : calories consommées (kcal)		STD	STD	STD
Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance constante, 12 pré-établis		STD	STD	STD
Poids utilisateur maximum 200 kg	OPT	OPT	OPT	

MESURES / INFOS

Designations	Mesures
Alimentation	230V - 50Hz - 1A
Châssis	Mécano-soudé
Encombrement	135 x 74 x 135 cm
Poids	65 kg
Poids utilisateur max	130 kg
Langues	5